


Isogen 722

Ativo Não Iônico de Alto Desempenho


Produtos Convencionais vs Isogen 722

Testes Comparativos

Matéria Prima	Fórmula Convencional	Macler
Ácido Sulfônico 90%	1,5 - 3,0	-
Hidróxido de Sódio 50%	0,5 - 0,8	-
Lauril Éter Sulfato de Sódio 27%	0,0 - 4,0	-
Nonil Fenol 9,5 EO	1,0 - 3,0	-
Butilglicol	2,0 - 4,0	-
Tripolifosfato de Sódio	0,5 - 2,0	0,5 - 2,0
Isogen 722	-	1,0 - 3,0
Custo Aproximado por Litro	0,38 - 0,99	0,18 - 0,56



Residual sobre Inox



Limpeza de fórmica suja com gordura de porco, óleo vegetal e negro de fumo.